



## Синтетичні шовні матеріали «ІГАР»

### СИНТИЛ «ІГАР»

**Стерильний синтетичний шовний матеріал, що розсмоктується**

Міцна плетена нитка виготовлена на основі полігліколевої кислоти (PGA).

Покриття нитки полікапролактоном і стеаратом кальцію мінімізує ефект, що виникає при проходженні через тканини й підвищує надійність фіксації вузла.

Синтил - біологічно інертний матеріал, не має антигенних властивостей, викликає мінімальну реакцію при розсмоктуванні.

Через 14 днів після імплантації міцність нитки становить близько 65% від вихідної.

Нитка повністю розсмоктується в строк від 60 до 90 днів шляхом гідролізу.

Шовний матеріал поставляється пофарбованим у фіолетовий колір.

#### **Області застосування:**

- загальна хірургія
- абдомінальна хірургія
- урологія
- щелепно-лицьова хірургія
- травматологія, ортопедія
- акушерство, гінекологія
- пластична хірургія

**Зразкові аналоги** – *Сафіл, Дексон II, Хелм-Синта, Вікріл, Полисорб*

### МОНОЛЕН «ІГАР»

**Стерильний шовний матеріал, що не розсмоктується.**

Монофіламентна нитка виготовлена на основі поліпропілену.

Завдяки гладкій поверхні нитка легко проходить крізь тканини.

Монолен міцний, біологічно інертний, не розсмоктується й не піддається деградації в тканинах.

Шовний матеріал поставляється пофарбованим у синій колір.

#### **Області застосування:**

- загальна хірургія
- абдомінальна хірургія
- серцево-судинна хірургія
- пластична хірургія

**Зразкові аналоги** – *Пролен, Премілен, Surgilene*

#### **Форми випуску Синтила й Монолена торгівельної марки «ІГАР»:**

- стерильний синтетичний шовний матеріал довжиною 0,75 м з атравматической голкою у двокомпонентній індивідуальній упаковці
- стерильний синтетичний шовний матеріал довжиною 1,5 м без голки у двокомпонентній індивідуальній упаковці
- 12 індивідуальних пакунків у груповому упаковці

Синтил і Монолен «ІГАР» комплектуються якісними атравматическими голками з нержавіючої сталі.

Процес виробництва й характеристики шовних матеріалів відповідають стандартам Європейської фармакопеї (E.P.) і стандартам Фармакопеї США (U.S.P.)

	<i>Нитка, умовний номер U.S.P. (метричний розмір)</i>						<i>Довжина нитки</i>
	4-0 (1,5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3,5)	1 (4,0)	2 (5,0)	
<i>Діаметр нитки, мм</i>	0,15-0,199	0,2-0,249	0,3-0,339	0,35-0,399	0,4-0,499	0,5-0,599	
<i>Голка, довжина і перегін</i>	<b>СИНТІЛ</b>						
20 мм 1/2	●▼	●					0,75 м
25 мм 1/2		●	●				
30 мм 3/8			●				
30 мм 1/2		●		●	⊕	□	
35 мм 1/2				●⊕			
40 мм 1/2				●	●		
45 мм 1/2				●			
-	без голки						1,5 м
<i>Голка, довжина і перегін</i>	<b>МОНОЛЕН</b>						
18 мм 3/8	●		●				0,75 м
20 мм 1/2	⊕	●			●		
22 мм 1/2		⊕					
30 мм 3/8						●▼	
30 мм 1/2			●	●▼	⊕	□	
35 мм 3/8				●			
35 мм 1/2				⊕			
-	без голки						1,5 м